


# 2021 M-Series


Hechas para más



permobil



El estado de la batería y el rango de viaje lo ayudan a saber qué tan lejos puede llegar



El mapa integrado ilustra el comportamiento de los viajes realizados



MyPermobil

## Más aventuras

La nueva batería Permobil y el cargador Permobil VoltPro trabajan juntos para brindar hasta un 25% más de distancia de conducción, tiempos de carga reducidos y una mayor duración de la batería. Utilice la aplicación MyPermobil para sacarle el máximo provecho a cada aventura, con el seguimiento de actividad de la silla.



Autonomía de conducción de hasta 32 km



Tiempos de carga reducidos



Batería de larga vida útil



# Más libertad

Corpus®, nuestro sistema de posicionamiento en sentado más eficiente para sillas de ruedas motorizadas, ahora ofrece más opciones de posicionamiento. La estabilidad mejorada en la nueva Serie M, permite optimizar las posiciones de reposicionamiento, alcance funcional y accionamiento motorizado, para una libertad de movimiento aún mayor.

Velocidad de conducción en elevación, de 5 km por hora

Suspensión total en elevación, posición del asiento o velocidad de conducción



180° de inclinación eléctrica  
50° de inclinación posterior

90° - 180°  
de elevación del  
reposapiernas

The smartphone app interface displays the following data:

Adjustment	Pos 1	Pos 2	Current Value
Tilt	7°	35°	35°
Recline	90°	115°	115°
Legrest	96°	135°	135°
Elevation	0.5"	0"	0"

Additional app features shown include a 'Seating' header, a 'Your current position' slider, and a summary bar at the bottom: '88 seat adjustments today' and 'Last 7 days average is 68'.



MyPermobil

Ángulos de asientos en vivo y seguimiento de actividad

# Alcanza más

La elevación activa y el alcance activo, se combinan a la perfección para brindar la máxima ventaja en el acceso a su entorno. La elevación del asiento con inclinación anterior integrada, es la solución del posicionamiento en sentado más innovador, funcional y estable del mercado actual.

**M3**

**M5**

↑ **Elevación activa** 30,5 cm 35.5 cm

↶ **Alcance activo** 20° 20°

9 cm de desplazamiento posterior durante la elevación

30.5 cm

3 puntos de contacto para mayor estabilidad





Luces LED 2 veces más potentes para una verdadera iluminación de caminos y una visibilidad mejorada

# M3 Corpus

Diseñada meticulosamente para ayudarlo a mantener un mejor posicionamiento, sentirse más seguro y reducir la fatiga de manejo y dominar las actividades diarias con facilidad. Su base compacta ofrece maniobrabilidad en espacios reducidos, sin sacrificar el rendimiento. Con la innovadora geometría de suspensión FlexLink, con casters independientes que ayudan a mantenerse estable y en control mientras se atraviesa obstáculos.



# M5 Corpus

Toma el control con motores de alto rendimiento que permiten una velocidad máxima de 7.5 mph y una torsión excepcional a bajas revoluciones que te permite pivotar como un profesional. Experimente una estabilidad y una comodidad de conducción insuperables, con la suspensión de la rueda motriz independiente FlexLink Pro. M5 Corpus te llevará a nuevas alturas con mayor estabilidad y suspensión total incluso en 35, cm de elevación del asiento.



# BodiLink & Corpus

Especialmente diseñados para el sistema de posicionamiento Corpus, los accesorios BodiLink son los mejores de su clase. Ofrecen un verdadero soporte anatómico, con el más alto nivel de ajuste y comodidad para satisfacer sus necesidades individuales de posicionamiento.

**Soporte de cabeza—**  
Bisagra fácil de ajustar y articulaciones dobles, para máxima resistencia

**Soportes laterales de tronco—**  
Diseñado para una mayor comodidad y alineación del tronco, con un ajuste único que permite que la almohadilla se adapte a los contornos del cuerpo

**Soporte lateral de muslo/ pelvis—**  
Fácil posicionamiento a lo largo del riel UniTrack, con ajuste de almohadilla de 360° y palanca de liberación rápida, fácil de usar





# Opciones de color


---



**Patriota de Medianoche**



**Americano**



**Fibra de Carbón**



**Roble musgo**



**Lirio de agua**



**Bola de fuego**



**Poligonal**

**Medianoche**

**Ártico**

**Violeta**

**Cielo**

**Aqua**

**Primavera**

**Canario**

**Atardecer**

**Rojo**

**Flamenco**

**Platino**

**Bronce**

**Dorado**



### Próximamente!

Rediseñaremos el porta elementos esenciales para proporcionar la solución de almacenamiento definitiva. La carcasa compacta y el interior liso maximizan el espacio de almacenamiento y minimizan la longitud total.

## Especificaciones

	M3 Corpus	M5 Corpus
<b>Peso máximo del usuario</b>	136 kg	136 kg
<b>Velocidad máxima</b>	9.6 km/h	12 km/h
<b>Distancia</b>	20.9 kg (Grp 34s)   32 km (Grp 24s)*	32 km*
<b>Ancho de la base</b>	61 cm	63.5 cm
<b>Longitud de la base</b>	90 cm	95 cm
<b>Radio de giro base</b>	52 cm	54.61 cm
<b>Altura del piso</b>	7.6 cm	7.6 cm
<b>Tipo de batería recomendada</b>	Group 34 or 24	Group 24
<b>Peso de las baterías incluidas</b>	174.6 kg (Grp 34s)   183.7 kg (Grp 24s)	192 kg (Grp 24s)
<b>Electrónica de accionamiento</b>	R-Net 120A	R-Net 120A
<b>Altura del asiento al piso</b>	44,5 cm, 47 cm, 49,5 cm	44,5 cm, 47 cm, 49,5 cm
<b>Elevación del asiento</b>	Opcional 30 cm	Opcional 35.5 cm
<b>Rueda motriz</b>	35.5 cm	35.5 cm
<b>Ruedas</b>	17.8 cm	20.3 cm
<b>Opciones de inclinación</b>	Posterior — 0° - 50° Alcance activo — 5°, 10° & 20°	Posterior — 0° - 50° Alcance activo — 5°, 10° & 20°
<b>Ángulo del reposapiernas</b>	85° - 180°	85° - 180°
<b>Ángulo del respaldo: reclinación eléctrica</b>	85° - 180°	85° - 180°
<b>Altura del respaldo</b>	50.8 cm, 58.4 - 71cm (1" incr.)	50.8 cm, 58.4 - 71cm (1" incr.)
<b>Profundidad del asiento</b>	35.5 - 55.9 cm (1" incr.)	35.5 - 55.9 cm (1" incr.)
<b>Ancho del asiento</b>	43.1 - 58.4 cm (2" incr.)	43.1 - 58.4 cm (2" incr.)
<b>Longitudes de las almohadillas para brazos</b>	25.4 cm, 33 cm, 40.6 cm, 45.7 cm	25.4 cm, 33 cm, 40.6 cm, 45.7 cm

\* El rango de conducción real varía según las condiciones de conducción y de la batería. | Las especificaciones pueden variar según la configuración.

Consulte el manual de uso para conocer las advertencias e instrucciones para el funcionamiento seguro de su silla de ruedas.



www.mobilitycordoba.com.ar  
Córdoba - Argentina